

Técnicas de reducción (2)

Distracción

Tarea

- 1 Conecte el distractor femoral a los tornillos de Schanz.
- 2 Use tornillos de Schanz alternativos como palancas de mando.
- 3 Analice las diversas funciones de los distractores femorales, también usándolos como palancas de mando.
- 4 Utilice un fijador externo como instrumento de reducción.


Learning objectives

- Demostrar el uso de un distractor femoral como instrumento de reducción
- Mencionar los casos en los que se requiere un distractor
- Explicar el uso de un fijador externo en reducciones

Conclusiones

- El método de distracción adhiere tejido blando a los fragmentos para hacer una reducción indirecta.
- El distractor femoral es un poderoso y versátil instrumento de distracción / reducción.
- Los instrumentos de reducción sirven para preservar la vascularización.

Distractor femoral



Fijador externo como instrumento de reducción

